

Anti-Ldl-Rezeptor (Ldlr) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Artikelnummer: CM0016883



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den humanen LDL-Rezeptor (LDLR), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanen, Maus- und Ratten-LDLR. Ideal für die Forschung zum Cholesterinstoffwechsel und zu Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDL-Rezeptor (LDLR) Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL-Rezeptor (LDLR)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3949
GeneID	3949
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 761-860 des humanen LDL-Rezeptors (LDLR) entspricht (NP_000518.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01130
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel