

Anti-Ldl-Rezeptor-(Ldlr)-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Artikelnummer: CM0020740



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den humanen LDL-Rezeptor (LDLR), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, zum Nachweis humaner, muriner und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des Cholesterinstoffwechsels, viraler Eintrittsmechanismen und kardiovaskulärer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDL-Rezeptor (LDLR) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL-Rezeptor (LDLR)
Art	Mensch
GeneID	3949 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 761-860 des humanen LDL-Rezeptors (LDLR) (NP_000518.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01130
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Kühlpack