


Anti-Ldlrap1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sw96

Artikelnummer: CM0026144



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LDLRAP1 (ARH), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur LDLR-Endozytose, Hypercholesterinämie und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDLRAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARH; ARH1; ARH2; FHCB1; FHCB2; FHCL4; LDLRAP1
Spezies	Mensch
GenID	26119
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 59-308 von humanem LDLRAP1 (NP_056442.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5SW96
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel