

Anti-Lef1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9Uju2

Artikelnummer: CM0018202

Einführung

LEF1 Kaninchen pAb (polyklonal) validiert in WB, IP, IF-P, ELISA. Detektiert LEF1 (44 kDa) in Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 20-132). Ideal für Wnt-/Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LEF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51176
GenID	51176
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-132 von menschlichem LEF1 (NP_057353.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJU2
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel