

## Anti-Lef1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uju2

Artikelnummer: CM0007843

### Einführung

Kaninchen monoklonaler LEF1-Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung und Krebsbiologie in Thymus-, Dickdarm- und Pankreasgewebe.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | LEF1 Kaninchen mAb                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 51176                                                                                          |
| GeneID            | 51176                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem LEF1 (Q9UJU2) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                      |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                   |
| SWISS             | Q9UJU2                                                                                         |
| Proteingewicht    | 44kDa                                                                                          |
| Versand           | Eistasche                                                                                      |