

Anti-Lef1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Uju2

Artikelnummer: CM0007591

Einführung

Hochleistungsfähiger Anti-LEF1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP und ELISA in humanen und murinen Proben. Geeignet für Wnt-Signalweg-, Krebs- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LEF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 von humanem LEF1 enthält (NP_057353.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UJU2
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel