

Anti-Lefty1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75610

Artikelnummer: CM0021079

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes LEFTY1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt den menschlichen und murinen Faktor für die Links-Rechts-Bestimmung 1, einen wichtigen Entwicklungsregulator.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LEFTY1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10637
GenID	10637
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 77-366 von humanem LEFTY1 (NP_066277.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75610
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel