

Anti-Lefty1/2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75610 / O00292

Artikelnummer: CM0004170

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane LEFTY1/2-Proteine, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Detektion von Faktoren der Links-Rechts-Bestimmung in der Entwicklungsbiologie an Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LEFTY1/2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1/2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10637/7044
Gen-ID	10637/7044
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 267-366 von humanem LEFTY1/2 (O75610) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75610/O00292
Proteingewicht	34,44 kDa
Versand	Eisbeutel