


Anti-Legumain (Lgmn) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99538

Artikelnummer: CM0008180



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Legumain (LGMN), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte; rekombinantes Immunogen (AA 210-302). Geeignet für die Untersuchung der Proteasefunktion bei der lysosomalen Proteinabbau und Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Legumain (LGMN) Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumain (LGMN)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5641
GenID	5641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 210-302 von menschlichem Legumain (LGMN) (Q99538) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99538
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel