


Anti-Legumain (Lgmn) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99538

Artikelnummer: CM0006974



Einführung

Legumain (LGMN) Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot, IF, IHC, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem Legumain. Forschungsanwendung in Studien zur Antigenpräsentation und lysosomalen Degradation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Legumain (LGMN) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LGMN; AEP; LGMN1; PRSC1; legumain; Legumain (LGMN)
Spezies	Mensch
Gen-ID	5641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 26-288 von menschlichem Legumain (LGMN) zugeordnet ist. (NP_005597.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99538
Proteingewicht	42kDa/49kDa
Versand	Eisbeutel