


Anti-Leo1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wvc0

Artikelnummer: CM0029049



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen menschliches LEO1 (RDL), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Detektiert LEO1 in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Transkriptionsregulation und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LEO1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RDL; LEO1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	123169
GeneID	123169
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 340-570 von menschlichem LEO1 (NP_620147.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonal Antibodies
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WVC0
Protein-Gewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel