

Anti-Lepre1 (Gros1, Oi8) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q32P28

Artikelnummer: CM0014754



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane Prolyl-3-Hydroxylase 1 (LEPRE1/GROS1/OI8), geeignet für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Nützlich für die Erforschung der Kollagenbiosynthese und von Skeletterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LEPRE1-Kaninchen-pAb (LEPRE1)
Bezeichnungen/Aliase	OI8; GROS1; LEPRE1
Art	Mensch
Gen-ID	64175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 497-736 der humanen LEPRE1 (NP_071751.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q32P28
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku