

Anti-Leprel1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8IvI5

Artikelnummer: CM0030650

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen LEPREL1 (P3H2), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Nützlich für Studien zu Kollagen-Prolyl-3-Hydroxylase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LEPREL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	MCVD; MLAT4; LEPREL1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55214
GeneID	55214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-700 von menschlichem LEPREL1 (NP_060662.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IVL5
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel