

Anti-Leptin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für IHC-P, Elisa - P41159

Artikelnummer: CM0030851



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Leptin (OB, OBS), validiert für IHC-P und ELISA. Ideal für die Forschung zu Energiehaushalt, Adipositas und Diabetes mit hoher Spezifität für humanes Leptin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Leptin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	OB; OBS; LEPD; Leptin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3952
GenID	3952
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-167 von humanem Leptin (NP_000221.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41159
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel