

Anti-Leptin-Rezeptor Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48357

Artikelnummer: CM0003721



Einführung

Leptin-Rezeptor Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt ~132 kDa LEPR, ein zentraler Regulator von Appetit und Energiehaushalt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Leptin-Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Leptin Receptor
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3953
GenID	3953
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1100 des menschlichen Leptin-Rezeptors (P48357) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48357
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Eisbeutel