

Anti-Leptin-Rezeptor-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48357

Artikelnummer: CM0030554



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Leptin-Rezeptor (LEPR, CD295) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal zur Untersuchung der Leptin-Signalgebung, der Energiehomöostase und der metabolischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Leptin Receptor Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Leptin Receptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3953
Gen-ID	3953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1070-1165 des menschlichen LEPR (NP_002294.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P48357
Proteinmasse	132kDa
Versand	Eisbeutel