


Anti-Letm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95202

Artikelnummer: CM0020116



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die N-terminale Region des humanen LETM1 mitochondrialen Austauschers. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt Studien zur mitochondrialen Biologie und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LETM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mdm38; CONDMIM; SLC55A1; LETM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3954
Gen-ID	3954
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von humanem LETM1 (NP_036450.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95202
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eistasche