

Anti-Letmd1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P1Q0

Artikelnummer: CM0024278

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LETMD1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen der mitochondrialen Funktion und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LETMD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCCR; HCCR1; HCCR2; HCCR-1; HCCR-2; HCRR-2; SLC55A3; 1110019013Rik; LETMD1
Spezies	Mensch
GenID	25875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 161-360 von humanem LETMD1 (NP_056231.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P1Q0
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel