

Polyklonaler Antikörper Gegen Leukosialin (Spn/Cd43) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16150

Artikelnummer: CM0027917

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen humanes Leukosialin (SPN/CD43), ein Leukozyten-Sialoglykoprotein, gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; reagiert kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur T-Zell-Funktion und Leukozytenwanderung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; SPN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6693
GenID	6693
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 276-400 des humanen SPN (NP_003114.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16150
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel