

Anti-Lf1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Taq6

Artikelnummer: CM0020562

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper spezifisch gegen Oryza sativa LF1, ein Homeobox-Leuzinzipper-Transkriptionsfaktor (HOX10/OsHB1). Validiert für WB und ELISA, geeignet für Forschung zur Genregulation und Pflanzenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	hb1; HOX10; OsHB1; OsHox10; Osj_008792; LF1
Art	Oryza sativa
GenID	4331345
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-500 von Oryza sativa LF1 enthält. (Q6TAQ6).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q6TAQ6
Proteinmasse	92 kDa
Versand	Eisbeutel