

Anti-Lgals3Bp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q08380

Artikelnummer: CM0027638



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches LGALS3BP (90K/Mac-2-BP) gerichtet ist, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Zelladhäsion, Krebs und Immunabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LGALS3BP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	90K; M2BP; gp90; CyCAP; BTBD17B; MAC-2-BP; TANGO10B; LGALS3BP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3959
GenID	3959
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 306-585 von menschlichem LGALS3BP (NP_005558.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08380
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel