


Anti-Lgalsl Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q3Zcw2

Artikelnummer: CM0024314



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane Galectin-verwandte Protein (LGALS1). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für Studien zu nicht-kohlenhydratbindenden Lektinen und Funktionen der Galectin-Familie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LGALS1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	GRP; HSPC159; LGALS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	29094
GeneID	29094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-172 des humanen LGALS1 (NP_054900.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3ZCW2
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel