

Anti-Lgi1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095970

Artikelnummer: CM0026345



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen Lgi1, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Epilepsie- und Synapsenfunktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LGI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 301-557 von menschlichem LGI1 entspricht (NP_005088.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95970
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel