

Anti-Lgi1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95970

Artikelnummer: CM0003521



Einführung

Anti-LGI1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA, der gegen humanes LGI1 (O95970) gerichtet ist und Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte aufweist. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung zu synaptischer Transmission und Epileptiemechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LGI1 Rabbit mAb
Anmerkungen/Aliase	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9211
GeneID	9211
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem LGI1 (O95970) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O95970
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel