

Anti-Lgr4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Bxb1

Artikelnummer: CM0014533



Einführung

LGR4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem LGR4, einem Wnt-Signalrezeptor, der entscheidend für Organentwicklung, Stammzellerhaltung und Knochenumbau ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LGR4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPSL; GPR48; BNMD17; LGR4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55366
Gen-ID	55366
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 320-540 von menschlichem LGR4 (NP_060960.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXB1
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel