

Anti-Lgr5/Gpr49 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75473

Artikelnummer: CM0002556

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LGR5/GPR49, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Stammzellen- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LGR5/GPR49 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8549
Gen-ID	8549
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-907 von humanem LGR5/GPR49 (O75473) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75473
Protein-Gewicht	100kDa
Versand	Eistasche