


Anti-Lgr5/Gpr49 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75473

Artikelnummer: CM0016023



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen humanes LGR5/GPR49 gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Für Studien zu Stammzellen und dem Wnt-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LGR5/GPR49 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8549
GenID	8549
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 824-907 des humanen LGR5/GPR49 (NP_003658.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75473
Proteinmasse	100kDa
Versand	Eisbeutel