

Anti-Lgr6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hbx8

Artikelnummer: CM0009575

Einführung

Anti-LGR6 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-LGR6, einen Rezeptor für R-Spondine, der die Wnt-Signalgebung verstärkt und epidermale Stammzellen markiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LGR6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GPCR; VTS20631; LGR6
Spezies	Human
GeneID (Human)	59352
GeneID	59352
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 801-900 von humanem LGR6 (Q9HBX8) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9HBX8
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel