

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Lhb-Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P01229

Artikelnummer: CM0009430

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die Beta-Untereinheit des menschlichen luteinisierenden Hormons (LHB). Geeignet für Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Ideal für Studien zur reproduktiven Endokrinologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHB-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3972
GeneID	3972
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 21-141 des menschlichen LHB (NP_000885.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01229
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku