

Anti-Lh(Cga/Lhb) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01229

Artikelnummer: CM0006671



Einführung

CamelBio bietet einen kaninchenmonoklonalen Antikörper gegen das menschliche LH (CGA/LHB), geeignet für WB, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Entwickelt für IVD-Forscher, die reproduktionshormonelle Assays entwickeln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LH(CGA/LHB) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHA; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; LH(CGA/LHB)
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1081/3972
GenID	1081/3972
Immunogen	Rekombinante Proteine, die die Aminosäuren 25-116 von menschlichem CGA und LHB umfassen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01215/P01229
Proteingewicht	13KDa/15KDa
Versand	Eisbeutel