

Anti-Lhcgr Poliklonale Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P22888

Artikelnummer: CM0020050



Einführung

LHCGR Kaninchen pAb für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für Studien zum Lutropin-Choriogonadotropin-Hormon-Rezeptor in der Reproduktionsbiologie und Schilddrüsenfunktion. SWISS: P22888.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHCGR Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliae	LHCGR; HHG; LCGR; LGR2; LH/CG-R; LH/CGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5; Lutropin-Choriogonadotropin-Hormon-Rezeptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3973
Gen-ID	3973
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P22888
Proteingewicht	71 kDa/78 kDa
Versand	Eisbeutel