

Anti-Lhpp-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H008

Artikelnummer: CM0014557



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LHPP, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. LHPP ist eine Phosphohistidin-/Phospholysin-Phosphatase, die am Stoffwechsel beteiligt ist. Geeignet für Krebs- und Signalübertragungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHPP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HDHD2B; LHPP
Art	Mensch
GeneID	64077
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-270 des humanen LHPP entspricht (NP_071409.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H008
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku