

Anti-Lhx1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48742

Artikelnummer: CM0022374

Einführung

Anti-LHX1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches LHX1 mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Transkriptionsregulation und Mesodermentwicklung. UniProt P48742.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIM1; LIM-1; LHX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3975
GenID	3975
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300 bis zum C-Terminus von menschlichem LHX1 (NP_005559.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P48742
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel