

Polyklonaler Anti-Lhx1-Antikörper Für Wb, Elisa - P48742

Artikelnummer: CM0021512

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LHX1 (LIM1), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Entwicklungsbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LIM1; LIM-1; LHX1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3975
GeneID	3975
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 120-180 des humanen LHX1 (NP_005559.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48742
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Mit Kühllakku