

Anti-Lhx3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubr4

Artikelnummer: CM0003493

Einführung

Kaninchen anti-LHX3 monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes LHX3, einen Schlüssel-Transkriptionsfaktor für die Hypophysen- und neuronale Entwicklung. MW 43 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIM3; CPHD3; M2-LHX3; LHX3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8022
GenID	8022
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem LHX3 (Q9UBR4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBR4
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel