

Anti-Lhx4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q969G2

Artikelnummer: CM0029512



Einführung

LHX4 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Er zielt auf das LIM/Homeobox-Protein Lhx4 ab, ein Transkriptionsfaktor, der an der Lungenentwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CPHD4; LHX4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	89884
Gen-ID	89884
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 121-390 des menschlichen LHX4 (NP_203129.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969G2
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel