

Anti-Lhx5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H2C1

Artikelnummer: CM0019736

Einführung

Anti-LHX5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf LIM/Homeobox-Protein Lhx5 (44 kDa, Q9H2C1), einem Regulator der neuronalen Differenzierung. Ideal für die Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LHX5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64211
GenID	64211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 120-180 von menschlichem LHX5 (NP_071758.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2C1
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel