

Anti-Lhx6-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Upm6

Artikelnummer: CM0029008

Einführung

Kaninchen-Anti-LHX6-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-LHX6. Ideal für die Erforschung der GABAergen Interneuron-Entwicklung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hLHX6, LHX6.1, LHX6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	26468
Gen-ID	26468
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 143-392 des humanen LHX6 (NP_055183.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPM6
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel