

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Lhx6-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upm6

Artikelnummer: CM0021173

Einführung

Für WB und ELISA an humanen Proben validierter polyklonaler LHX6-Kaninchenantikörper. LHX6 ist ein LIM-Homeobox-Transkriptionsfaktor, der für die Migration von Interneuronen und die kortikale Entwicklung entscheidend ist. Geeignet für Forschungsarbeiten in den Bereichen Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LHX6; LHX6.1; LIM-Homeobox 6
Art	Mensch
GeneID	26468
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen LHX6 entspricht (NP_001229263.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UPM6
Proteinmasse	19 kDa/38 kDa/40 kDa/41 kDa/43 kDa
Versand	Kühlakku