

Anti-Lhx9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nq69

Artikelnummer: CM0014848



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes LHX9, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. LHX9 ist ein LIM/Homeobox-Protein, das an der Gonadenentwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX9 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LHX9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von humanem LHX9 (NP_064589.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ69
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel