


Anti-Lif Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09056

Artikelnummer: CM0019993



Einführung

CamelBio bietet einen validierten polyklonalen Kaninchen-Antikörper gegen den murinen Leukämie-Inhibitionsfaktor (LIF) für WB und ELISA an, ideal für die Untersuchung der Selbsterneuerung und Implantation embryonaler Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lif Rabbit pAb
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3976
GenID	16878
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-203 von murinem Lif (NP_032527.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P09056
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel