

Anti-Lif-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15018

Artikelnummer: CM0016590



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LIF, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-LIF (22 kDa). Ideal für die Stammzellbiologie und die Erforschung der Zytokinsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIF-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CDF; DIA; HILDA; MLPLI; LIF
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3976
GeneID	3976
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15018
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku