

Anti-Lifr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42702

Artikelnummer: CM0017879



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes LIFR, geeignet für Western Blotting und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ziel ist der Leukämie-Inhibitor-Faktor-Rezeptor, eine signalübertragende Untereinheit in Zytokinrezeptorkomplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIFR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R; LIFR
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3977
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-700 des humanen LIFR (NP_002301.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P42702
Protein-Gewicht	124 kDa
Versand	Eistasche