

Anti-Lig1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18858

Artikelnummer: CM0022692



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane DNA-Ligase 1 (LIG1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. LIG1 spielt eine Schlüsselrolle bei der DNA-Reparatur, -replikation und -rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIG1; IMD96; hLig1; LIG1
Spezies	Human
GenID (Human)	3978
GenID	3978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 565-790 von humanem LIG1 (NP_000225.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P18858
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel