

Anti-Lilra2/Cd85H Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q8N149

Artikelnummer: CM0010981



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LILRA2 für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ziel ist der angeborene Immunrezeptor ILT-1; validiert in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes LILRA2/CD85h mAb
Anmerkungen/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Art	Mensch
GeneID	11027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-449 des humanen LILRA2/CD85h (NP_001124389.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N149
Proteingewicht	53 kDa/51 kDa/48 kDa/47 kDa
Versand	Kühlakku