

Anti-Lilra2/Cd85H Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - Q8N149

Artikelnummer: CM0009268



Einführung

LILRA2/CD85h Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für IF/ICC, FC, ELISA. Reagiert spezifisch mit menschlichem LILRA2 (UniProt Q8N149). Geeignet für Forschungsanwendungen zur angeborenen Immunität und mikrobiellen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LILRA2/CD85h Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11027
GenID	11027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-449 des menschlichen LILRA2/CD85h enthält (NP_001124389.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N149
Proteingewicht	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Versand	Eisbeutel