


Anti-Lilrb1/Cd85j/Ilt2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0006854



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes LILRB1 (CD85j/ILT2), validiert für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Hemmender Rezeptor für MHC-Klasse-I; geeignet für Studien zu Immun-Checkpoints und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LILRB1/CD85j/ILT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; LILRB1/CD85j/ILT2
Spezies	Mensch
GenID	10859
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem LILRB1/CD85j/ILT2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NHL6
Proteingewicht	49KDa/70KDa/71KDa
Versand	Eisbeutel