

Anti-Lilrb2/Cd85D/Ilt4 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb/Elisa - Q8N423

Artikelnummer: CM0013087



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen menschliches LILRB2 (CD85d/ILT-4), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Immuntoleranz, HLA-G-Interaktion und Rezeptorsignalgebung in Monozyten und dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LILRB2/CD85d/ILT4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10; LILRB2/CD85d/ILT4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10288
GenID	10288
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 479-598 von menschlichem LILRB2/CD85d/ILT4 (NP_005865.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N423
Proteinmasse	65 kDa
Versand	Eisbeutel