

Anti-Lilrb3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075022

Artikelnummer: CM0020716



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LILRB3 (ILT5/CD85a), validiert in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. LILRB3 ist ein hemmender Rezeptor auf B-Zellen und Monozyten, der die Aktivierung herunterreguliert. Geeignet für Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LILRB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6; LILRB3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11025
Gen-ID	11025
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	075022
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel