

Anti-Lilrb4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q8Nhj6

Artikelnummer: CM0025419



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LILRB4 (ILT3/CD85K), geeignet für WB, IHC-P, IF-P, ELISA; erkennt Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf einen hemmenden Immunrezeptor für Studien zur Toleranz und Immuno-Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LILRB4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5; LILRB4
Spezies	Mensch
Gen-ID	11006
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NHJ6
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel